

Mycie endoskopów



Model	Przeznaczenie	Średnica drutu prowadzącego mm	Średnica włosia strona lewa/strona prawa mm	Długość robocza mm	Średnica kanału roboczego mm	Nr katalogowy/opak.
	Czyszczenie kanału endoskopu	1,7	Włosie 5 mm / 20 mm mikrofibra 6 mm/300 mm	2300	2,8	6005-02 100 szt.
	Czyszczenie kanału endoskopu	1,7	6 mm / 6 mm / z kulką	2500	2,8-4,2	CB06061725B/ BS-B1G- 060617250 50 szt.
	Czyszczenie kanału endoskopu oraz zaworów	1,7	5 mm / 10 mm / z kulką	2300	2,8-4,2	CB051017230B/ BS-B2G- 051017230 50 szt.
	Czyszczenie gniazd zaworów	-	5 mm x 10 mm	155		SDPC0193/ BS-V3-1005 50 szt.
	Zestaw czyszczenia gniazd i kanału endoskopu	1,8	Szczotka do kanału 6mm/6mm Szczotka do gniazd 5/12 mm	Szczotka długa 2300 mm szczotka krótka 200 mm	2,0-3,2	AG-5651-1823-0302
	Zestaw czyszczenia gniazd i kanału endoskopu	1,8	Szczotka do kanału 6mm/6mm Szczotka do gniazd 5mm z uchwytem	Szczotka długa 2300 mm szczotka krótka 40 mm	2,0-2,8	AG-5651-1823-0303
	Gąbka do mycia endoskopu	-	długość 125mm, średnica 50mm			PT-01

Dodatkowe cechy:

- ze szczotkami w zestawie są 4 etykiety do dokumentacji (dane producenta, nr katalogowy, nr LOT, data ważności)