

Fast-Cath™ Transseptal Guiding Introducer

Swartz™ SL Transseptal Series

63 cm Length

8 F–8.5 F


Product Highlights

- All of the advantages of Fast-Cath™ hemostasis introducer technology
- Sideholes and radiopaque tip marker at the distal end of the sheath
- Centimeter markings on the proximal portion of the dilator
- Accommodates a 71 cm BRK™ Transseptal Needle (Reorder Number 407200 or 407201)

Ordering Information

Contents: Swartz™ Introducer Sheath with Hemostasis Valve and Sideport, Dilator and 180 cm Super Stiff Guidewire with Finger Straightenable 3 mm "J" (1 unit per box)

Reorder Number	Sheath French Size	Dilator French Size	Maximum Guidewire Diameter (in)	Curve Type	Sheath Usable Length (cm)	Dilator Usable Length (cm)
406948	8	8	.032	SL0™	63	67
406840	8	8	.032	SL1™	63	67
406841	8	8	.032	SL2™	63	67
406842	8	8	.032	SL3™	63	67
406843	8	8	.032	SL4™	63	67
406849	8.5	8.5	.032	SL1™	63	67
406850	8.5	8.5	.032	SL2™	63	67
406851	8.5	8.5	.032	SL3™	63	67
406852	8.5	8.5	.032	SL4™	63	67



Introduktor prowadzący transseptalny Fast-Cath™

Seria Swartz™ Transseptalna

Długość 63 cm

8F-8,5F

Główne cechy:

- wszystkie korzyści technologiczne introduktorów hemostatycznych Fast-Cath™
- Otwory boczne i kontrastujący w RTG marker na końcu na dystalnym końcu koszulki
- podziałka centymetrowa na bliższej części rozszerzacza
- kompatybilna z igłą BRK™ 71 cm (numer katalogowy 407200 i 407201)

Informacje dotyczące zamawiania:

Zawartość: koszulka wprowadzająca Swartz™ z zaworem hemostatycznym i portem bocznym, rozszerzacz i prowadnik 180cm, 3mm J

Numer Katalogowy	Rozmiar koszulki Frenz	Rozmiar rozszerzacza	Maksymalna średnica prowadnicy (cal)	Typ krzywizny	Długość użytkowa koszulki (cm)	Długość użytkowa rozszerzacza (cm)
406948	8	8	.032	SL0™	63	67
406840	8	8	.032	SL1™	63	67
406841	8	8	.032	SL2™	63	67
406842	8	8	.032	SL3™	63	67
406843	8	8	.032	SL4™	63	67
406849	8.5	8.5	.032	SL1™	63	67
406850	8.5	8.5	.032	SL2™	63	67
406851	8.5	8.5	.032	SL3™	63	67
406852	8.5	8.5	.032	SL4™	63	67

Patenty

Numer patentów amerykańskich 4,909,798; 5,092,857; 5,497,774

Fast-Cath™ Transseptal Guiding Introducer

Swartz™ SL Transseptal Series

81 cm Length

8 F


Product Highlights

- All of the advantages of Fast-Cath™ hemostasis introducer technology
- Sideholes and radiopaque tip marker at the distal end of the sheath
- Centimeter markings on the proximal portion of the dilator
- Accommodates an 89 cm BRK™ Transseptal Needle (Reorder Number 407205)

Ordering Information

Contents: Swartz™ Introducer Sheath with Hemostasis Valve and Sideport, Dilator and 180 cm Super Stiff Guidewire with Finger Straightenable 3 mm "J" (1 unit per box)

Reorder Number	Sheath French Size	Dilator French Size	Maximum Guidewire Diameter (in)	Curve Type	Sheath Usable Length (cm)	Dilator Usable Length (cm)
406949	8	8	.032	SL0™	81	85
407400	8	8	.032	SL1™	81	85
407401	8	8	.032	SL2™	81	85
407402	8	8	.032	SL3™	81	85
407403	8	8	.032	SL4™	81	85



Introduktor prowadzący transseptalny Fast-Cath™

Seria Swartz™ Transseptalna

Długość 81 cm

8F

Główne cechy:

- wszystkie korzyści technologiczne introduktorów hemostatycznych Fast-Cath™
- Otwory boczne i kontrastujący w RTG marker na koncówce na dystalnym koncu koszulki
- podziałka centymetrowa na bliższej części rozszerzacza
- kompatybilna z igłą BRK™ 89 cm (numer katalogowy 407205)

Informacje dotyczące zamawiania:

Zawartość: koszulka wprowadzająca Swartz™ z zaworem hemostatycznym i portem bocznym, rozszerzacz i przewodnik 180cm, 3mm J

Numer Katalogowy	Rozmiar koszulki French	Rozmiar rozszerzacza	Maksymalna średnica przewodnicy (cal)	Typ krzywizny	Długość użytkowa koszulki (cm)	Długość użytkowa rozszerzacza (cm)
406949	8	8	.032	SL0™	81	85
407400	8	8	.032	SL1™	81	85
407401	8	8	.032	SL2™	81	85
407402	8	8	.032	SL3™	81	85
407403	8	8	.032	SL4™	81	85

Patenty

Numery patentów amerykańskich 5,092,857; 5,497,774;

Fast-Cath™ Transseptal Guiding Introducer

63 cm Sheath with Tip Marker

8 F–10 F


Product Highlights

- Close tolerance extrusion and proprietary tipping process improves tracking on a guidewire
- Convenient suture rings to secure sheath during catheter manipulation or during prolonged vascular access
- Patented Fast-Cath™ valve preserves catheter handling characteristics while minimizing backbleeding and air inspiration
- Snap lock feature secures dilator in sheath during insertion
- Centimeter markings on the proximal portion of the dilator
- Radiopaque tip marker at the distal end of the sheath
- Sideholes prevent sheath cavitation
- Accommodates a 71 cm BRK™ Transseptal Needle (Reorder Number 407200 or 407201)

Ordering Information

Contents: Introducer Sheath with Hemostasis Valve and Sideport, Dilator and 180 cm Super Stiff Guidewire with 3 mm "J" tip (1 unit per box)

Reorder Number	French Size	Maximum Guidewire Diameter (in)	Curve Type	Sheath Usable Length (cm)	Dilator Usable Length (cm)
407436	8	.032	"Mullins" style	63	67
407438	10	.032	"Mullins" style	63	67



U.S. Patent Number 5,092,857

Dostęp

Transseptalna koszulka prowadząca Fast-Cath™
o długości 63 cm ze znacznikiem końcówki
8 F-10 F


Najważniejsze cechy produktu

- Ekstruzja o wąskiej tolerancji i własny proces kształtowania końcówki poprawiają prowadzenie po przewodniku
- Wygodne pierścienie do podszycia w celu zabezpieczenia koszulki podczas manipulowania cewnikiem lub przedłużonego dostępu naczyniowego
- Opatentowany zawór Fast-Cath™ pozwala zachować charakterystykę posługiwania się cewnikiem przy jednoczesnym zminimalizowaniu wstecznego wypływu krwi i aspiracji powietrza
- Mechanizm zatraskowy typu snap lock pozwala dobrze zamocować rozszerzacz w koszulce podczas wprowadzania
- Znaczniki centymetrowe na proksymalnej części rozszerzacza
- Znacznik końcówki kontrastujący w promieniach RTG na dystalnym końcu koszulki
- Otwory boczne zapobiegają kawitacji koszulki
- Mieści igłę transseptalną BRK™ 71 cm (Numer do ponownego zamówienia 407200 lub 407201)

Informacje dot. Zamawiania

Zawartość: Koszulka prowadząca z zaworem hemostatycznym i portem bocznym, rozszerzacz i super sztywny przewód o długości 180 cm z końcówką typu „J” 3 mm (1 sztuka/opakowanie)

Numer do ponownego zamówienia	Rozmiar French	Maksymalna średnica przewodnika (cale)	Rodzaj krzywizny	Długość użytkowa koszulki (cm)	Długość użytkowa rozszerzacza (cm)
407436	8	0,032	Styl „Mullins”	63	67
407438	10	0,032	Styl „Mullins”	63	67



Numer patentu amerykańskiego 5,092,857

Fast-Cath™ Guiding Introducer Specialty Curve Series 10 F



Product Highlights

- All of the advantages of Fast-Cath™ hemostasis introducer technology
- Sideholes and radiopaque tip marker at the distal end of the sheath

Ordering Information

Contents: Introducer Sheath with Hemostasis Valve and Sideport, Dilator, and Guidewire with Finger Straightenable
3 mm "J" (1 unit per box)

Reorder Number	Sheath French Size	Dilator French Size	Guidewire Length and Type	Maximum Guidewire Diameter (in)	Curve Type	Sheath Usable Length (cm)	Dilator Usable Length (cm)
406967	10	10	145 cm	.038	SR0™	63	67
406974	10	10	145 cm	.038	RAMP-1™	63	67



RAMP-1™



Introduktor prowadzący transseptalny Fast-Cath™

Seria SL

10F

Główne cechy:

- wszystkie korzyści technologiczne introduktorów hemostatycznych Fast-Cath™
- Otwory boczne i kontrastujący w RTG marker na końcówce na dystalnym koncu koszulki
- Koszulka 63 cm kompatybilna z igłą BRK™ 71 cm a Koszulka 81 cm kompatybilna z igłą BRK™ 89 cm

Informacje dotyczące zamawiania:

Zawartość: koszulka wprowadzająca Swartz™ z zaworem hemostatycznym i portem bocznym, rozszerzacz i przewodnik 180cm, 3mm J

Numer Katalogowy	Rozmiar koszulki Frencz	Rozmiar rozszerzacza	Maksymalna średnica przewodnicy (cal)	Typ krzywizny	Długość użytkowa koszulki (cm)	Długość użytkowa rozszerzacza (cm)
406968	10	180 cm,	.032	SL0™	63	67
406969	10	180 cm,	.032	SL1™	63	67

Swartz™ Braided Transseptal Guiding Introducers

SL Series

63 cm Length

8 F–8.5 F


Product Highlights

- Braided sheath facilitates torqueability, pushability and catheter stability
- Ultra-soft tip for atraumatic performance
- Multiple curve options available
- Smaller offset sideholes reduce likelihood of guidewire exiting sidehole
- Ultimum™ valve for effective hemostasis and minimal risk of air inspiration
- Accommodates a 71 cm BRK™ Transseptal Needle (Reorder Number 407200 or 407201)

Ordering Information

Contents: Swartz™ Braided SL Transseptal Guiding Introducer Sheath with Hemostasis Valve and Sideport, Dilator, and 180 cm Super Stiff Guidewire with Finger Straightenable 3 mm “J” (1 unit per box)

Reorder Number	Sheath French Size	Dilator French Size	Maximum Guidewire Diameter (in)	Curve Type	Sheath Usable Length (cm)	Dilator Usable Length (cm)
407449	8	8	.032	SL0™	63	67
407439	8	8	.032	SL1™	63	67
407441	8	8	.032	SL2™	63	67
407443	8	8	.032	SL3™	63	67
407446	8	8	.032	SL4™	63	67
407451	8.5	8.5	.032	SL0™	63	67
407453	8.5	8.5	.032	SL1™	63	67
407455	8.5	8.5	.032	SL2™	63	67
407457	8.5	8.5	.032	SL3™	63	67
407459	8.5	8.5	.032	SL4™	63	67



Splecione zestawy wprowadzające Transseptalne Swartz™

Seria SL

Długość 63 cm

Podstawowe cechy:

- Spleciony zestaw wprowadzający gwarantujący wyjątkową obracalność, łatwość wprowadzania i stabilność cewnika
- wyjątkowa gładka końcówka zapobiega urazom
- różnorodne warianty krzywizny
- mniejsze otwory boczne zapobiegają wejściu przewodnicy do otworu bocznego
- zastawka Ultimium™ gwarantuje efektywną hemostazę i ogranicza ryzyko zassania powietrza
- nadaje się do połączenia z igłą transseptalną BRK™ 71 cm (numer katalogowy 407200, 407201)

Informacje dotyczące składania zamówień:

Zawartość: Spleciona koszulka zestawu wprowadzającego transseptalnego Swartz™ z zaworem hemostatycznym, dojściem bocznym, rozszerzaczem oraz super sztywna przewodnica 180cm z prostowalną krzywą „J” 3 mm (1 sztuka w opakowaniu)

Numer Katalogowy	Rozmiar koszulki Frencz	Rozmiar rozszerzacza	Maksymalna średnica przewodnicy (cal)	Typ krzywizny	Długość użytkowa koszulki (cm)	Długość użytkowa rozszerzacza (cm)
407449	8	8	.032	SL0™	63	67
407439	8	8	.032	SL1™	63	67
407441	8	8	.032	SL2™	63	67
407443	8	8	.032	SL3™	63	67
407446	8	8	.032	SL4™	63	67
407451	8.5	8.5	.032	SL0™	63	67
407453	8.5	8.5	.032	SL1™	63	67
407455	8.5	8.5	.032	SL2™	63	67
407457	8.5	8.5	.032	SL3™	63	67
407459	8.5	8.5	.032	SL4™	63	67

Patenty

Numery patentów amerykańskich „Zastawka Ultimium” 6,551,283 i 6,632,200; „Stała krzywizna” 5,810,730; 5,840,027; 5,628,316; 5,427,119; 5,947,938; 5,725,512; 5,497,938; 5,725,512; 5,497,774; 5,715,818; 5,447,774 i patenty w toku

Swartz™ Braided Transseptal Guiding Introducers

SL Series

81 cm Length

8 F–8.5 F


Product Highlights

- Braided sheath facilitates torqueability, pushability and catheter stability
- Ultra-soft tip for atraumatic performance
- Multiple curve options available
- Smaller offset sideholes reduce likelihood of guidewire exiting sidehole
- Ultimum™ valve for effective hemostasis and minimal risk of air inspiration
- Accommodates an 89 cm BRK™ Transseptal Needle (Reorder Number 407205)

Ordering Information

Contents: Swartz™ Braided SL Transseptal Guiding Introducer Sheath with Hemostasis Valve and Sideport, Dilator, and 180 cm Super Stiff Guidewire with Finger Straightenable 3 mm "J" (1 unit per box)

Reorder Number	Sheath French Size	Dilator French Size	Maximum Guidewire Diameter (in)	Curve Type	Sheath Usable Length (cm)	Dilator Usable Length (cm)
407450	8	8	.032	SL0™	81	85
407440	8	8	.032	SL1™	81	85
407442	8	8	.032	SL2™	81	85
407452	8.5	8.5	.032	SL0™	81	85
407454	8.5	8.5	.032	SL1™	81	85
407456	8.5	8.5	.032	SL2™	81	85



Splecione zestawy wprowadzające Transseptalne Swartz™

Seria SL

Długość 81 cm

8F-8,5F

Podstawowe cechy:

- Spleciony zestaw wprowadzający gwarantujący wyjątkową obracalność, łatwość wprowadzania i stabilność cewnika
- wyjątkowa gładka końcówka zapobiega urazom
- różnorodne warianty krzywizny
- mniejsze otwory boczne zapobiegają wejściu prowadnicy do otworu bocznego
- zastawka Ultim™ gwarantuje efektywną hemostazę i ogranicza ryzyko zassania powietrza
- nadaje się do połączenia z igłą transseptalną BRK™ 89 cm (numer katalogowy 407205)

Informacje dotyczące składania zamówień:

Zawartość: Spleciona koszulka zestawu wprowadzającego transseptalnego Swartz™ z zaworem hemostatycznym, dojściem bocznym, rozszerzaczem oraz super sztywna prowadnica 180cm z prostowalną krzywą „J” 3 mm (1 sztuka w opakowaniu)

Numer Katalogowy	Rozmiar koszulki Frencz	Rozmiar rozszerzacza	Maksymalna średnica prowadnicy (cal)	Typ krzywizny	Długość użytkowa koszulki (cm)	Długość użytkowa rozszerzacza (cm)
407450	8	8	.032	SL0™	81	85
407440	8	8	.032	SL1™	81	85
407442	8	8	.032	SL2™	81	85
407444	8	8	.032	SL3™	81	85
407447	8	8	.032	SL4™	81	85
407452	8.5	8.5	.032	SL0™	81	85
407454	8.5	8.5	.032	SL1™	81	85
407456	8.5	8.5	.032	SL2™	81	85
407458	8.5	8.5	.032	SL3™	81	85
407460	8.5	8.5	.032	SL4™	81	85

Patenty

Numerы patentów amerykańskich „Zastawka Ultim™” 6,551,283 i 6,632,200; „Stała krzywizna” 5,810,730; 5,840,027; 5,628,316; 5,427,119; 5,947,938; 5,725,512; 5,497,938; 5,725,512; 5,497,774; 5,715,818; 5,447,774 i patenty w toku

Fast-Cath™ Guiding Introducers

Swartz™ SR Series

63 cm Length

8 F–8.5 F


Product Highlights

- All of the advantages of Fast-Cath™ hemostasis introducer technology
- Sideholes and radiopaque tip marker at the distal end of the sheath

Ordering Information

Contents: Swartz™ Introducer Sheath with Hemostasis Valve and Sideport, Dilator, and 145 cm Guidewire
with Finger Straightenable 3 mm “J” (1 unit per box)

Reorder Number	Sheath French Size	Dilator French Size	Maximum Guidewire Diameter (in)	Curve Type	Sheath Usable Length (cm)
406844	8	8	.038	SR0™	63
406845	8	8	.038	SR1™	63
406846	8	8	.038	SR2™	63
406847	8	8	.038	SR3™	63
406848	8	8	.038	SR4™	63
406853	8.5	8.5	.038	SR0™	63
406854	8.5	8.5	.038	SR1™	63
406855	8.5	8.5	.038	SR2™	63
406856	8.5	8.5	.038	SR3™	63
406857	8.5	8.5	.038	SR4™	63



Numery patentów amerykańskich 5,092,857; 5,427,119;

Swartz™ Braided Transseptal Guiding Introducers

LAMP™ Series

63 cm Length

8 F–8.5 F


Product Highlights

- Braided sheath facilitates torquability, pushability and catheter stability
- Ultra-soft tip for atraumatic performance
- Three curve options available (LAMP™ 45, LAMP™ 90, LAMP™ 135)
(LAMP = Left Atrial Multi Purpose)
- Smaller offset sideholes reduce likelihood of guidewire exiting sidehole
- Ultimum™ valve for effective hemostasis and minimal risk of air inspiration
- Accommodates a 71 cm BRK™ Transseptal Needle
(Reorder Number 407205)

Ordering Information

Contents: Swartz™ Braided LAMP™ Transseptal Guiding Introducer Sheath with Hemostasis valve and Sideport, Dilator, and 180 cm Super Stiff Guidewire 3 mm "J" (1 unit per box)

Reorder Number	Sheath French Size	Dilator French Size	Maximum Guidewire Diameter (in)	Curve Type	Sheath Usable Length (cm)	Dilator Usable Length (cm)
407360	8	8	0.032	LAMP™ 45	63	67
407362	8.5	8.5	0.032	LAMP™ 45	63	67
407356	8	8	0.032	LAMP™ 90	63	67
407358	8.5	8.5	0.032	LAMP™ 90	63	67
407364	8	8	0.032	LAMP™ 135	63	67
407366	8.5	8.5	0.032	LAMP™ 135	63	67



Splecione zestawy wprowadzające Transseptalne Swartz™

Seria LAMP

Długość 63 cm

8F-8,5F

Podstawowe cechy:

- Spleciony zestaw wprowadzający gwarantujący wyjątkową obracalność, łatwość wprowadzania i stabilność cewnika
- wyjątkowa gładka końcówka zapobiega urazom
- Trzy dostępne opcje krzywizny (LAMP 45, LAMP 90, LAMP 135)
- mniejsze otwory boczne zapobiegają wejściu przewodnicy do otworu bocznego
- zastawka Ultimum™ gwarantuje efektywną hemostazę i ogranicza ryzyko zassania powietrza
- nadaje się do połączenia z igłą transseptalną BRK™ 71 cm (numer katalogowy 407205)

Informacje dotyczące składania zamówień:

Zawartość: Spleciona koszulka zestawu wprowadzającego transseptalnego Swartz™ z zaworem hemostatycznym, dojściem bocznym, rozszerzaczem oraz super sztywna przewodnica 180cm z końcówką 3 mm „J” (1 sztuka w opakowaniu)

Numer Katalogowy	Rozmiar koszulki Frencz	Rozmiar rozszerzacza	Maksymalna średnica przewodnicy (cal)	Typ krzywizny	Długość użytkowa koszulki (cm)	Długość użytkowa rozszerzacza (cm)
407360	8	8	.032	LAMP™ 45	63	67
407362	8,5	8,5	.032	LAMP™ 45	63	67
407356	8	8	.032	LAMP™ 90	63	67
407358	8,5	8,5	.032	LAMP™ 90	63	67
407364	8	8	.032	LAMP™ 135	63	67
407366	8.5	8.5	.032	LAMP™ 135	63	67

Swartz™ Braided Transseptal Guiding Introducers

LAMP™ Series

81 cm Length

8 F–8.5 F


Product Highlights

- Braided sheath facilitates torquability, pushability and catheter stability
- Ultra-soft tip for atraumatic performance
- Three curve options available (LAMP™ 45, LAMP™ 90, LAMP™ 135)
(LAMP = Left Atrial Multi Purpose)
- Smaller offset sideholes reduce likelihood of guidewire exiting sidehole
- Ultimium™ valve for effective hemostasis and minimal risk of air inspiration
- Accommodates an 89 cm BRK™ Transseptal Needle
(Reorder Number 407205)

Ordering Information

Contents: Swartz™ Braided LAMP™ Transseptal Guiding Introducer Sheath with Hemostasis valve and Sideport, Dilator, and 180 cm Super Stiff Guidewire 3 mm “J” (1 unit per box)

Reorder Number	Sheath French Size	Dilator French Size	Maximum Guidewire Diameter (in)	Curve Type	Sheath Usable Length (cm)	Dilator Usable Length (cm)
407363	8.5	8.5	0.032	LAMP™ 45	81	85
407357	8	8	0.032	LAMP™ 90	81	85
407359	8.5	8.5	0.032	LAMP™ 90	81	85
407365	8	8	0.032	LAMP™ 135	81	85
407367	8.5	8.5	0.032	LAMP™ 135	81	85



Splecione zestawy wprowadzające Transseptalne Swartz™

Seria LAMP

Długość 81 cm

8F-8,5F

Podstawowe cechy:

- Spleciony zestaw wprowadzający gwarantujący wyjątkową obracalność, łatwość wprowadzania i stabilność cewnika
- wyjątkowa gładka końcówka zapobiega urazom
- Trzy dostępne opcje krzywizny (LAMP 45, LAMP 90, LAMP 135)
- mniejsze otwory boczne zapobiegają wejściu przewodnicy do otworu bocznego
- zastawka Ultimium™ gwarantuje efektywną hemostazę i ogranicza ryzyko zassania powietrza
- nadaje się do połączenia z igłą transseptalną BRK™ 71 cm (numer katalogowy 407205)

Informacje dotyczące składania zamówień:

Zawartość: Spleciona koszulka zestawu wprowadzającego transseptalnego Swartz™ z zaworem hemostatycznym, dojściem bocznym, rozszerzaczem oraz super sztywna przewodnica 180cm z końcówką 3mm „J” (1 sztuka w opakowaniu)

Numer Katalogowy	Rozmiar koszulki Frencz	Rozmiar rozszerzacza	Maksymalna średnica przewodnicy (cal)	Typ krzywizny	Długość użytkowa koszulki (cm)	Długość użytkowa rozszerzacza (cm)
407363	8,5	8,5	.032	LAMP™ 45	81	85
407357	8	8	.032	LAMP™ 90	81	85
407359	8,5	8,5	.032	LAMP™ 90	81	85
407365	8	8	.032	LAMP™ 135	81	85
407367	8,5	8,5	.032	LAMP™ 135	81	85

BRK™ Transseptal Needles


Product Highlights

- Available in adult and small anatomy sizes
- Bevel angle 50 degrees
- Pointer on the needle shield shows the direction of the needle curve

Ordering Information

Contents: Stainless Steel Transseptal Needle and Stylet (1 unit per box)

Reorder Number	Curve Type	Size	Needle Usable Length (cm)
407200	BRK™	Adult, 18 ga.	71
407201	BRK-1™	Adult, 18 ga.	71
407202	BRK™	Small Anatomy, 19 ga.	56
407203	BRK-2™	Small Anatomy, 19 ga.	56
407205	BRK™	Adult, 18 ga.	89
G407215	BRK-1™	Adult, 18 ga.	89
407206	BRK™	Adult, 18 ga.	98
407207	BRK-1™	Adult, 18 ga.	98



BRK™ Igła Transseptalna

Cechy Produktu:

- dostępne w rozmiarach dla dorosłych i pediatrycznych
- wskaźnik na osłonce igły wskazuje kierunek krzywizny igły

Informacje dotyczące zamawiania:

Zawartość: Igła Transseptalna ze stali nierdzewnej i mandryn (1 sztuka w opakowaniu)

Numer	Typ Krzywizny	Rozmiar	Użyteczna długość igły (cm)
407200	BRK™	Dla Dorosłych, 18ga	71
407201	BRK-1™	Dla Dorosłych, 18ga	71
407202	BRK™	Pediatryczna, 19ga	56
407203	BRK-2™	Pediatryczna , 19ga	56
407205	BRK™	Dla Dorosłych, 18ga	89
G407215	BRK-1™	Dla Dorosłych, 18ga	89
407206	BRK™	Dla Dorosłych, 18ga	98
407207	BRK-1™	Dla Dorosłych, 18ga	98

/Rysunek/

BRK™ Transseptal Needles, XS Series


Product Highlights

- Bevel angle 30 degrees
- Steeper primary bevel angle and two back bevels that combine to form a distinct point at the tip of the needle
- Pointer on the needle shield shows the direction of the needle curve

Ordering Information

Contents: Stainless Steel Transseptal Needle and Stylet (1 unit per box)

Reorder Number	Curve Type	Size	Needle Usable Length (cm)
G407208	BRK™ XS	Adult, 18 ga	71
G407209	BRK-1™ XS	Adult, 18 ga	71
G407210	BRK™ XS	Adult, 18 ga	89
G407216	BRK-1™ XS	Adult, 18 ga	89
G407211	BRK™ XS	Adult, 18 ga	98
G407212	BRK-1™ XS	Adult, 18 ga	98



BRK™ Igła Transseptalna, XS seria

Cechy Produktu:

- unikalny konstrukcja kąta
- kąt ścięcia igły od 30 do 50 stopni
- bardziej stromy podstawowym kąt natarcia i dwa tylne skosy krawędzi tworzą ostrzejszy koniec igły

Informacje dotyczące zamawiania:

Zawartość: Igła Transseptalna ze stali nierdzewnej i mandryn (1 sztuka w opakowaniu)

Numer	Typ Krzywizny	Rozmiar	Użyteczna długość igły (cm)
G407208	BRK™ XS	Adult, 18 ga	71
G407209	BRK-1™ XS	Adult, 18 ga	71
G407210	BRK™ XS	Adult, 18 ga	89
G407216	BRK-1™ XS	Adult, 18 ga	89
G407211	BRK™ XS	Adult, 18 ga	98
G407212	BRK-1™ XS	Adult, 18 ga	98

/Rysunek/

Inquiry™ Electrophysiology Catheters

Decapolar

4 F

Product Highlights

- Variable electrode spacing for pacing and recording
- Multiple curve configurations for ease of placement
- Push/pull handle for steering control
- 1 mm band electrodes

Ordering Information


Contents: 4 F Decapolar steerable diagnostic catheter (1 unit per box)

Reorder Number	Description	Electrode Spacing (mm)	Curve Type	Usable Length (cm)
81530	1110-4-2-M	2	Medium	110
81531	1110-4-25-M	2-5-2	Medium	110
81532	1110-4-25-L	2-5-2	Large	110
81534	1110-4-5-L	5	Large	110
81537	1110-4-25-M(SC)(60)	25	M(SC)	60

Note: (60) indicates catheter length in cm

Required Catheter Connecting Cable – Page 125

Reorder Number	Model Number	Description	Length (m)
85954	1910-SA	10-Pin diagnostic Connecting Cable	1.5
85930	1910-S	10-Pin diagnostic Connecting Cable	1.5
85942	1910-S	10-Pin diagnostic Connecting Cable	2.5



Elektroda Elektrofizjologiczna Inquiry™

Dziesięciopolowa

4F

Cechy produktu:

- różny rozstaw elektrod do stymulacji i rejestracji
- różnorodne warianty krzywizny ułatwiają umiejscowienie
- uchwyty z mechanizmem push/pull do sterowania
- 1 mm szerokość elektrody

Informacje dotyczące składania zamówień:

Zawartość: 4F dziesięciopolowa sterowalna elektroda diagnostyczna (1 sztuka w opakowaniu)

Numer katalogowy	Opis	Rozstaw elektrod (mm)	Typ krzywizny	Długość użytkowa (cm)
81530	1110-4-2-M	2	Medium	110
81531	1110-4-25-M	2-5-2	Medium	110
81532	1110-4-25-L	2-5-2	Large	110
81534	1110-4-5-L	5	Large	110
81537	1110-4-25-M(SC)(60)	25	M(SC)	60

Wymagane kable łącznikowe do elektrody – strona 125

Numer Katalogowy	Numer Modelu	Opis	Długość (m)
85954	1910-SA	10 wtykowy diagnostyczny kabel podłączeniowy	1,5
85930	1910-S	10 wtykowy diagnostyczny kabel podłączeniowy	1,5
85942	1910-S	10 wtykowy diagnostyczny kabel podłączeniowy	2,5

Inquiry™ Electrophysiology Catheters

Decapolar

5 F

Product Highlights

- Variable electrode spacing for pacing and recording
- Multiple curve configurations for ease of placement
- Push/pull handle for steering control
- 1 mm band electrodes


Ordering Information

Contents: 5 F Decapolar steerable diagnostic catheter (1 unit per box)

Reorder Number	Description	Tip Electrode (mm)	Electrode Spacing (mm)	Curve Type	Usable Length (cm)
81171	1110-5-2-M	1	2	Medium	110
81172	1110-5-25-M	1	2-5-2	Medium	110
81174	1110-5-25-L	1	2-5-2	Large	110
81223	1110-5-2(50)3-XL	1	2(50)3	X-Large	110
81734	1110-5-25-L (soft)	1	2-5-2	Large	110
81735	1110-5-5-L (soft)	1	5	Large	110
81736	1110-5-5(22)5-M/L (soft)	1	5(22)5	Medium/Large	110
81721	1110-5-25-M(SC) (soft)	1	2-5-2	Medium(SC)	110
81730	1110-5-28-M/L (soft)	1	2-8-2	Medium/Large	110

Required Catheter Connecting Cable – Page 125

Reorder Number	Model Number	Description	Length (m)
85954	1910-SA	10-Pin diagnostic Connecting Cable	1.5
85930	1910-S	10-Pin diagnostic Connecting Cable	1.5
85942	1910-S	10-Pin diagnostic Connecting Cable	2.5



Elektroda Elektrofizjologiczna Inquiry™

Dziesięciopolowa

5F

Cechy produktu:

- różny rozstaw elektrod do stymulacji i rejestracji
- różnorodne warianty krzywizny ułatwiają umiejscowienie
- uchwyt z mechanizmem push/pull do sterowania
- 1 mm szerokość elektrody

Informacje dotyczące składania zamówień:

Zawartość: 5F dziesięciopolowa sterowalna elektroda diagnostyczna (1 sztuka w opakowaniu)

Numer katalogowy	Opis	Koncówka elektrody (mm)	Rozstaw elektrod (mm)	Typ krzywizny	Długość użytkowa (cm)
81171	1110-5-2-M	1	2	Medium	110
81172	1110-5-25-M	1	2-5-2	Medium	110
81174	1110-5-25-L	1	2-5-2	Large	110
81223	1110-5-2(50)3-XL	1	2(50)3	X-Large	110
81734	1110-5-25-L (soft)	1	2-5-2	Large	110
81735	1110-5-5-L (soft)	1	5	Large	110
81736	1110-5-5(22)5-M/L (soft)	1	5(22)5	Medium/Large	110
81721	1110-5-25-M(SC) (soft)	1	2-5-2	Medium(SC)	110
81730	1110-5-28-M/L (soft)	1	2-8-2	Medium/Large	110

Wymagane kable łącznikowe do elektrody – strona 125

Numer Katalogowy	Numer Modelu	Opis	Długość (m)
85954	1910-SA	10 wtykowy diagnostyczny kabel podłączeniowy	1,5
85930	1910-S	10 wtykowy diagnostyczny kabel podłączeniowy	1,5
85942	1910-S	10 wtykowy diagnostyczny kabel podłączeniowy	2,5

Inquiry™ Electrophysiology Catheters

Decapolar

6 F

Product Highlights

- Variable electrode spacing for pacing and recording
- Multiple curve configurations for ease of placement
- Push/pull handle for steering control
- Bi-directional Steering model


Ordering Information

Contents: 6 F Decapolar steerable diagnostic catheter (1 unit per box)

Reorder Number	Description	Electrode Spacing (mm)	Curve Type	Usable Length (cm)
81101	1110-6-2-M	2	Medium	110
81102	1110-6-25-M	2-5-2	Medium	110
81104	1110-6-25-L	2-5-2	Large	110
81105	1110-6-25-XL	2-5-2	X-Large	110
81107	1110-6-5-L	5	Large	110
81108	1110-6-2-L	2	Large	110
81520	1110-6-2-XL-TE4BE4	2	X-Large	110
81524	1110-6-2-L-TE4BE4	2	Large	110
87006	1110-6-25-M/L(SOFT)	2-5-2	Medium/Large	110
81945	1110-6-25-L(SOFT)	2-5-2	Large	110
81947	1110-6-5-M/L(SOFT)	5	Medium/Large	110
81504	1110-6-5-M-TE2BE2-BD	5	Medium	110

Required Catheter Connecting Cable – Page 125

Reorder Number	Model Number	Description	Length (m)
85954	1910-SA	10-Pin diagnostic Connecting Cable	1.5
85930	1910-S	10-Pin diagnostic Connecting Cable	1.5
85942	1910-S	10-Pin diagnostic Connecting Cable	2.5



Information contained herein for distribution
outside of the U.S. only.

Electrophysiology International Catalogue

©2013 St. Jude Medical. All Rights Reserved.



Elektroda Elektrofizjologiczna Inquiry™

Dziesięciopolowa

6F

Cechy produktu:

- różny rozstaw elektrod do stymulacji i rejestracji
- różnorodne warianty krzywizny ułatwiają umiejscowienie
- uchwyt z mechanizmem push/pull do sterowania
- dwukierunkowe sterowanie

Informacje dotyczące składania zamówień:

Zawartość: 6F dziesięciopolowa sterowalna elektroda diagnostyczna (1 sztuka w opakowaniu)

Numer katalogowy	Opis	Rozstaw elektrod (mm)	Typ krzywizny	Długość użytkowa (cm)
81101	1110-6-2-M	2	Medium	110
81102	1110-6-25-M	2-5-2	Medium	110
81104	1110-6-25-L	2-5-2	Large	110
81105	1110-6-25-XL	2-5-2	X-Large	110
81107	1110-6-5-L	5	Large	110
81108	1110-6-2-L	2	Large	110
81520	1110-6-2-XL-TE4BE4	2	X-Large	110
81524	1110-6-2-L-TE4BE4	2	Large	110
87006	1110-6-25-M/L(SOFT)	2-5-2	Medium/Large	110
81945	1110-6-25-L(SOFT)	2-5-2	Large	110
81947	1110-6-5-M/L(SOFT)	5	Medium/Large	110
81504	1110-6-5-M-TE2BE2-BD	5	Medium	110

Wymagane kable łącznikowe do elektrody – strona 125

Numer Katalogowy	Numer Modelu	Opis	Długość (cm)
85954	1910-SA	10 wtykowy diagnostyczny kabel podłączeniowy	1,5
85930	1910-S	10 wtykowy diagnostyczny kabel podłączeniowy	1,5
85942	1910-S	10 wtykowy diagnostyczny kabel podłączeniowy	2,5

Livewire™ Electrophysiology Catheters

Decapolar

5 F

Product Highlights

- Ergonomic handling
- Rotary dial designed for fine tip movements
- Color-coded cables for convenience
- 1 mm band electrodes


Ordering Information

Contents: 5 F Decapolar catheter (1 unit per box)

Reorder Number	French Size	Electrode Spacing (mm)	Tip Electrode (mm)	Distal Reach	Usable Length (cm)
401938	5	5-5-5	2	Med Sweep	115
401939	5	2-2-2	2	Med Sweep	115
401940	5	2-5-2	2	Med Sweep	115
401941	5	2-8-2	2	Extra Lrg Curl	115
401990	5	2-2-2	2	Extra Lrg Curl	115
401991	5	2-5-2	2	Extra Lrg Curl	115

Required Catheter Connecting Cables – Page 126

Reorder Number	Color	Connects these Catheters	Length (cm)
401972	Black	Hexapolar, Octapolar and Decapolar	150
401977	Red	Hexapolar, Octapolar and Decapolar	150
401976	Black	Hexapolar, Octapolar and Decapolar	210



Elektroda Elektrofizjologiczna Livewire™

Dziesięciopolowa

5F

Cechy produktu:

- uchwyt ergonomiczny
- precyzyjny układ sterowania
- przewody oznaczone kolorami dla wygody i oszczędności
- 1mm szerokość elektrody

Informacje dotyczące składania zamówień:

Zawartość: 5F dziesięciopolowa sterowalna elektroda diagnostyczna (1 sztuka w opakowaniu)

Numer katalogowy	Rozmiar	Rozstaw elektrod (mm)	Tip elektrody	Typ krzywizny	Długość użytkowa (cm)
401938	5	5-5-5	2	Med Sweep	115
401939	5	2-2-2	2	Med Sweep	115
401940	5	2-5-2	2	Med Sweep	115
401941	5	2-8-2	2	Extra Lrg Curl	115
401991	5	2-5-2	2	Extra Lrg Curl	115

Wymagane kable łącznikowe do elektrody – strona D85

Numer Katalogowy	Kolor	Opis	Długość (cm)
401972	Czarny	10 wtykowy diagnostyczny kabel podłączeniowy	150
401977	Czerwony	10 wtykowy diagnostyczny kabel podłączeniowy	150
401976	Czarny	10 wtykowy diagnostyczny kabel podłączeniowy	210

Livewire™ Electrophysiology Catheters

Decapolar

6 F

Product Highlights

- Ergonomic handling
- Rotary dial designed for fine tip movements
- Color-coded cables for convenience
- 1 mm band electrodes


Ordering Information

Contents: Decapolar catheter (1 unit per box)

Reorder Number	French Size	Electrode Spacing (mm)	Tip Electrode (mm)	Distal Reach	Usable Length (cm)
401575	6	2-5-2	2	Med Sweep	115
401915	6	2-5-2	2	Extra Lrg Curl	115
401923	6	2-2-2	2	Extra Lrg Curl	115
401942	6	2-8-2	2	Extra Lrg Curl	115

Required Catheter Connecting Cables – Page 126

Reorder Number	Color	Connects these Catheters	Length (cm)
401972	Black	Hexapolar, Octapolar and Decapolar	150
401977	Red	Hexapolar, Octapolar and Decapolar	150
401976	Black	Hexapolar, Octapolar and Decapolar	210



Livewire™ Cewnik Elektrofizjologiczny Dziesięciobiegunowy (10 elektrod) 6F

Główne cechy:

- Ergonomiczne operowanie
- Dokładność umiejscowienia
- Oznaczone odrębnym kolorem kable podnoszą wygodę oszczędzają czas pracy
- 1mm szerokość elektrody

Informacje dotyczące zamawiania:

Zawartość: 6F dziesięciobiegunowy cewnik (1 sztuka w opakowaniu)

Numer katalogowy	Rozmiar w skali French	Odstęp elektrod (mm)	Elektroda końcowa (mm)	Zasięg dystalny	Użytkowa długość (cm)
401575	6	2-5-2	2	Med Sweep	115
401915	6	2-5-2	2	Extra Lrg Curl	115
401923	6	2-2-2	2	Extra Lrg Curl	115
401942	6	2-8-2	2	Extra Lrg Curl	115

Wymagane kable przedłużające – strona 126

Numer Katalogowy	Color	Łączniki do następujących elektrod	Długość (cm)
401972	czarny	sześciopolowe, ośmiopolowe i dziesięciopolowe	150
401977	czerwony	sześciopolowe, ośmiopolowe i dziesięciopolowe	150
401976	czarny	sześciopolowe, ośmiopolowe i dziesięciopolowe	210

Patenty

Numery patentu w USA 5,395,328 i 5,395,329 i patent(y) w toku

Livewire™ Electrophysiology Catheter

Decapolar CSL™ Bi-directional

6 F

Product Highlights

- Patented CSL™ curve for ease of placement in the coronary sinus
- Bi-directional tip deflection allows for superior or inferior approach
- Ergonomic handling
- Rotary dial designed for fine tip movements
- Color-coded cables for convenience
- 1 mm band electrodes


Ordering Information

Contents: 6 F Decapolar CSL™ catheter (1 unit per box)

Reorder Number	French Size	Electrode Spacing (mm)	Tip Electrode (mm)	Distal Reach	Usable Length (cm)
401926	6	2-8-2	2	Extra Lrg Sweep CSL™	115

Required Catheter Connecting Cables – Page 126

Reorder Number	Color	Connects these Catheters	Length (cm)
401972	Black	Hexapolar, Octapolar and Decapolar	150
401977	Red	Hexapolar, Octapolar and Decapolar	150
401976	Black	Hexapolar, Octapolar and Decapolar	210



Livewire™ Cewnik Elektrofizjologiczny Dziesięciobiegunowy (10 elektrod) 6F

Główne cechy:

- Opatentowana krzywizna CSL dla łatwego umieszczenia w CS
- Dwukierunkowe ugięcie końcówki pozwalające na górny lub dolny dostęp
- Ergonomiczne operowanie
- Dokładność umiejscowienia
- Oznaczone odrębnym kolorem kable podnoszą wygodę oszczędzają czas pracy
- 1mm szerokość elektrody

Informacje dotyczące zamawiania:

Zawartość: 6F dziesięciobiegunowy cewnik (1 sztuka w opakowaniu)

Numer katalogowy	Rozmiar w skali French	Odstęp elektrod (mm)	Elektroda końcowa (mm)	Zasięg dystalny	Użytkowa długość (cm)
401926	6	2-8-2	2	Extra Lrg Sweep CSL™	115

Wymagane kable przedłużające – strona 126

Numer Katalogowy	Color	Łączniki do następujących elektrod	Długość (cm)
401972	czarny	sześciopolowe, ośmiopolowe i dziesięciopolowe	150
401977	czerwony	sześciopolowe, ośmiopolowe i dziesięciopolowe	150
401976	czarny	sześciopolowe, ośmiopolowe i dziesięciopolowe	210

Patenty

Numery patentu w USA 5,395,328 i 5,395,329 i patent(y) w toku

Livewire™ Electrophysiology Catheter

Decapolar

7 F

Product Highlights

- Ergonomic handling
- Rotary dial designed for fine tip movements
- Color-coded cables for convenience
- 1 mm band electrodes


Ordering Information

Contents: Decapolar catheter (1 unit per box)

Reorder Number	French Size	Electrode Spacing (mm)	Tip Electrode (mm)	Distal Reach	Usable Length (cm)
401582	7	2-5-2	2	Med Sweep	115
401935	7	2	2	Xtra Lrg Sweep	115

Required Catheter Connecting Cables – Page 126

Reorder Number	Color	Connects these Catheters	Length (cm)
401972	Black	Hexapolar, Octapolar and Decapolar	150
401977	Red	Hexapolar, Octapolar and Decapolar	150
401976	Black	Hexapolar, Octapolar and Decapolar	210



Livewire™ Cewnik Elektrofizjologiczny Dziesięciobiegunowy (10 elektrod) 7F

Główne cechy:

- Ergonomiczne operowanie
- Dokładność umiejscowienia
- Oznaczone odrębnym kolorem kable podnoszą wygodę oszczędzają czas pracy
- 1mm szerokość elektrody

Informacje dotyczące zamawiania:

Zawartość: 7F dziesięciobiegunowy cewnik (1 sztuka w opakowaniu)

Numer katalogowy	Rozmiar w skali French	Odstęp elektrod (mm)	Elektroda końcowa (mm)	Zasięg dystalny	Użytkowa długość (cm)
401582	7	2-5-2	2	Średni skręt	115
401935	7	2	2	X-duży skręt	115

Wymagane kable przedłużające – strona 126

Numer Katalogowy	Color	Łączniki do następujących elektrod	Długość (cm)
401972	czarny	sześciopolowe, ośmiopolowe i dziesięciopolowe	150
401977	czerwony	sześciopolowe, ośmiopolowe i dziesięciopolowe	150
401976	czarny	sześciopolowe, ośmiopolowe i dziesięciopolowe	210

Supreme™ Electrophysiology Catheters

Quadripolar

4 F

Product Highlights

- Torque control and pushability
- Multiple curve options for ease of placement
- Convenient cable alleviates tedious connections
- 1 mm band electrodes

Ordering Information

Contents: 4 F Quadripolar catheter (1 unit per box)

Reorder Number	French Size	Electrode Spacing (mm)	Curve Type	Usable Length (cm)
401891	4	5-5-5	CRD™	120
401890	4	5-5-5	JSN™	120
401892	4	5-5-5	DAO™	120
401993	4	2-2-2	JSN™	120
401994	4	2-5-2	JSN™	120
401996	4	2-5-2	CRD™	120
402012	4	5-5-5	CRD-2™	120

Required Catheter Connecting Cables – Page 127

Reorder Number	Color	Connects these Catheters	Length (cm)
401980	Black	Bipolar and Quadripolar	150
401981	Blue	Bipolar and Quadripolar	150
401982	Grey	Bipolar and Quadripolar	150
401983	Red	Bipolar and Quadripolar	150



Elektroda Elektrofizjologiczna Supreme™

Czteropolowa

4F

Cechy produktu:

- wyjątkowa kontrola momentu obrotowego i łatwość wprowadzania
- różnorodne warianty krzywizny ułatwiają umiejscowienie
- wygodny kabel ułatwia trudne podłączenia
- 1 mm elektrody

Informacje dotyczące składania zamówień:

Zawartość: 4F Czteropolowa elektroda (1 sztuka w opakowaniu)

Numer katalogowy	Rozmiar Frencz	Rozstaw elektrod (mm)	Typ krzywizny	Długość użytkowa (cm)
401891	4	5-5-5	CRD™	120
401890	4	5-5-5	JSN™	120
401892	4	5-5-5	DAO™	120
401993	4	2-2-2	JSN™	120
401994	4	2-5-2	JSN™	120
401996	4	2-5-2	CRD™	120
402012	4	5-5-5	CRD-2™	120

Wymagane kable łącznikowe do elektrody – strona 127

Numer Katalogowy	Color	Łączniki do następujących elektrod	Długość (cm)
401980	Czarny	Dwupolowe i Czteropolowe	150
401981	Niebieski	Dwupolowe i Czteropolowe	150
401982	Szary	Dwupolowe i Czteropolowe	150
401983	Czerwony	Dwupolowe i Czteropolowe	150

Supreme™ Electrophysiology Catheters

Quadripolar

5 F

Product Highlights

- Torque control and pushability
- Multiple curve options for ease of placement
- Convenient cable alleviates tedious connections
- 1 mm band electrodes

Ordering Information

Contents: 5 F Quadripolar catheter (1 unit per box)

Reorder Number	French Size	Electrode Spacing (mm)	Curve Type	Usable Length (cm)
401433	5	10	CRD™	120
401859	5	10	CRD-2™	120
401435	5	10	JSN™	120
401441	5	5	CRD™	120
401860	5	5	CRD-2™	120
401443	5	5	JSN™	120
401444	5	5	DAO™	120
401466	5	5	DAO-1™	120
401448	5	2-5-2	CRD™	120
401450	5	2-5-2	JSN™	120
401468	5	2-5-2	DAO-1™	120
401871	5	2	CRD-1™	120

Required Catheter Connecting Cables – Page 127

Reorder Number	Color	Connects these Catheters	Length (cm)
401980	Black	Bipolar and Quadripolar	150
401981	Blue	Bipolar and Quadripolar	150
401982	Grey	Bipolar and Quadripolar	150
401983	Red	Bipolar and Quadripolar	150



Elektroda Elektrofizjologiczna Supreme™

Czteropolowa

5F

Cechy produktu:

- wyjątkowa kontrola momentu obrotowego i łatwość wprowadzania
- różnorodne warianty krzywizny ułatwiają umiejscowienie
- wygodny kabel ułatwia trudne podłączenia
- 1 mm elektrody

Informacje dotyczące składania zamówień:

Zawartość: 5F Czteropolowa elektroda (1 sztuka w opakowaniu)

Numer katalogowy	Rozmiar Frencz	Rozstaw elektrod (mm)	Typ krzywizny	Długość użytkowa (cm)
401433	5	10	CRD™	120
401859	5	10	CRD-2™	120
401435	5	10	JSN™	120
401441	5	5	CRD™	120
401860	5	5	CRD-2™	120
401443	5	5	JSN™	120
401444	5	5	DAO™	120
401466	5	5	DAO-1™	120
401448	5	2-5-2	CRD™	120
401450	5	2-5-2	JSN™	120
401468	5	2-5-2	DAO-1™	120
401871	5	2	CRD-1™	120

Wymagane kable łącznikowe do elektrody – strona 127

Numer Katalogowy	Color	Łączniki do następujących elektrod	Długość (cm)
401980	Czarny	Dwupolowe i Czteropolowe	150
401981	Niebieski	Dwupolowe i Czteropolowe	150
401982	Szary	Dwupolowe i Czteropolowe	150
401983	Czerwony	Dwupolowe i Czteropolowe	150

Response™ Electrophysiology Catheters

Quadripolar

5 F

Product Highlights

- Torque control and pushability
- Multiple curve options for ease of placement
- Convenient cable alleviates tedious connections
- 1 mm band electrodes

Ordering Information

Contents: 5 F Quadripolar catheter (1 unit per box)

Reorder Number	French Size	Electrode Spacing (mm)	Curve Type	Usable Length (cm)
401206	5	10	CRD™	120
401207	5	10	JSN™	120
401222	5	5	CRD™	120
401223	5	5	JSN™	120

Required Catheter Connecting Cables – Page 126

Reorder Number	Color	Connects these Catheters	Length (cm)
401970	Black	Bipolar and Quadripolar	150
401973	Blue	Bipolar and Quadripolar	150
401974	Grey	Bipolar and Quadripolar	150
401975	Red	Bipolar and Quadripolar	150



Elektroda Elektrofizjologiczna Response™

Czteropolowa

5F

Cechy produktu:

- wyjątkowa kontrola momentu obrotowego i łatwość wprowadzania
- różnorodne warianty krzywizny ułatwiają umiejscowienie
- wygodny kabel ułatwia trudne podłączenia
- 1 mm elektrody

Informacje dotyczące składania zamówień:

Zawartość: 5F Czteropolowa elektroda (1 sztuka w opakowaniu)

Numer katalogowy	Rozmiar Frencz	Rozstaw elektrod (mm)	Typ krzywizny	Długość użytkowa (cm)
401206	5	10	CRD™	120
401207	5	10	JSN™	120
401222	5	5	CRD™	120
401223	5	5	JSN™	120

Wymagane kable łącznikowe do elektrody – strona 126

Numer Katalogowy	Color	Łączniki do następujących elektrod	Długość (cm)
401970	Czarny	Dwupolowe i Czteropolowe	150
401973	Niebieski	Dwupolowe i Czteropolowe	150
401974	Szary	Dwupolowe i Czteropolowe	150
401975	Czerwony	Dwupolowe i Czteropolowe	150

Response™ Electrophysiology Catheters

Quadripolar

6 F

Product Highlights

- Torque control and pushability
- Multiple curve options for ease of placement
- Convenient cable alleviates tedious connections
- 1 mm band electrodes

Ordering Information

Contents: 6 F Quadripolar catheter (1 unit per box)

Reorder Number	French Size	Electrode Spacing (mm)	Curve Type	Usable Length (cm)
401210	6	10	CRD™	120
401211	6	10	JSN™	120
401212	6	10	DAO™	120
401226	6	5	CRD™	120
401356	6	5	CRD-1™	120
401227	6	5	JSN™	120
401357	6	5	JSN-1™	120
401228	6	5	DAO™	120
401329	6	5	DAO-1™	120
401260	6	2-5-2	CRD™	120
401261	6	2-5-2	JSN™	120

Required Catheter Connecting Cables – Page 126

Reorder Number	Color	Connects these Catheters	Length (cm)
401970	Black	Bipolar and Quadripolar	150
401973	Blue	Bipolar and Quadripolar	150
401974	Grey	Bipolar and Quadripolar	150
401975	Red	Bipolar and Quadripolar	150



Elektroda Elektrofizjologiczna Response™

Czteropolowa

6F

Cechy produktu:

- wyjątkowa kontrola momentu obrotowego i łatwość wprowadzania
- różnorodne warianty krzywizny ułatwiają umiejscowienie
- wygodny kabel ułatwia trudne podłączenia
- 1 mm elektrody

Informacje dotyczące składania zamówień:

Zawartość: 6F Czteropolowa elektroda (1 sztuka w opakowaniu)

Numer katalogowy	Rozmiar Frencz	Rozstaw elektrod (mm)	Typ krzywizny	Długość użytkowa (cm)
401210	6	10	CRD™	120
401211	6	10	JSN™	120
401212	6	10	DAO™	120
401226	6	5	CRD™	120
401356	6	5	CRD-1™	120
401227	6	5	JSN™	120
401357	6	5	JSN-1™	120
401228	6	5	DAO™	120
401260	6	2-5-2	CRD™	120
401261	6	2-5-2	JSN™	120

Wymagane kable łącznikowe do elektrody – strona D86

Numer Katalogowy	Color	łączniki do następujących elektrod	Długość (cm)
401970	Czarny	Dwupolowe i Czteropolowe	150
401973	Niebieski	Dwupolowe i Czteropolowe	150
401974	Szary	Dwupolowe i Czteropolowe	150
401975	Czerwony	Dwupolowe i Czteropolowe	150

Supreme™ Electrophysiology Catheters

Quadripolar

6 F

Product Highlights

- Torque control and pushability
- Multiple curve options for ease of placement
- Convenient cable alleviates tedious connections
- 1 mm band electrodes

Ordering Information

Contents: 6 F Quadripolar catheter (1 unit per box)

Reorder Number	French Size	Electrode Spacing (mm)	Curve Type	Usable Length (cm)
401434	6	10	CRD™	120
401436	6	10	JSN™	120
401438	6	10	DAO™	120
401442	6	5	CRD™	120
401474	6	5	CRD-1™	120
402004	6	5	CRD-2™	120
401430	6	5	JSN™	120
401475	6	5	JSN-1™	120
401445	6	5	DAO™	120
401449	6	2-5-2	CRD™	120
401451	6	2-5-2	JSN™	120
401453	6	2-5-2	DAO™	120

Required Catheter Connecting Cables – Page 127

Reorder Number	Color	Connects these Catheters	Length (cm)
401980	Black	Bipolar and Quadripolar	150
401981	Blue	Bipolar and Quadripolar	150
401982	Grey	Bipolar and Quadripolar	150
401983	Red	Bipolar and Quadripolar	150



Elektroda Elektrofizjologiczna Supreme™

Czteropolowa

6F

Cechy produktu:

- wyjątkowa kontrola momentu obrotowego i łatwość wprowadzania
- różnorodne warianty krzywizny ułatwiają umiejscowienie
- wygodny kabel ułatwia trudne podłączenia
- 1 mm elektrody

Informacje dotyczące składania zamówień:

Zawartość: 6F Czteropolowa elektroda (1 sztuka w opakowaniu)

Numer katalogowy	Rozmiar Frencz	Rozstaw elektrod (mm)	Typ krzywizny	Długość użytkowa (cm)
401434	6	10	CRD™	120
401436	6	10	JSN™	120
401438	6	10	DAO™	120
401442	6	5	CRD™	120
401474	6	5	CRD-1™	120
402004	6	5	CRD-2™	120
401430	6	5	JSN™	120
401475	6	5	JSN-1™	120
401445	6	5	DAO™	120
401449	6	2-5-2	CRD™	120
401451	6	2-5-2	JSN™	120
401453	6	2-5-2	DAO™	120

Wymagane kable łącznikowe do elektrody – strona 127

Numer Katalogowy	Color	Łączniki do następujących elektrod	Długość (cm)
401980	Czarny	Dwupolowe i Czteropolowe	150
401981	Niebieski	Dwupolowe i Czteropolowe	150
401982	Szary	Dwupolowe i Czteropolowe	150
401983	Czerwony	Dwupolowe i Czteropolowe	150

Therapy™ Ablation Catheters

4 mm Tip Thermocouple

5 F

Product Highlights

- ▣ Uni-directional steering
- ▣ Thermocouple temperature measurement
- ▣ Push/pull handle

Ordering Information

Contents: 7 F Quadripolar catheter (1 unit per box)


Reorder Number	Description	Electrode Spacing (mm)	Tip Electrode (mm)	Band Electrode (mm)	Curve Type
83351	1304-5-25-M-TE4BE1	2-5-2	4	1	Medium
83403	1304-5-2-S-TE4BE1	2	4	1	Small

Required Catheter Connecting Cable – Page AT31

IBI: 85641, 85644

Stockert: 85713, 85709

Medtronic: 85711, 85708



Elektroda Ablacyjna Therapy™

4 mm elektroda końcowa Thermocouple

5F

Cechy produktu:

- jednokierunkowe sterowanie
- pomiar temperatury -thermocouple
- uchwyt z mechanizmem push/pull

Informacje dotyczące składania zamówień:

Zawartość: 7F elektroda ablacyjna(1 sztuka w opakowaniu)

Numer katalogowy	Opis	Rozstaw elektrod (mm)	Elektroda końcowa (mm)	Elektrody pozostałe (mm)	Typ krzywizny
83351	1304-5-25-M-TE4BE1	2-5-2	4	1	średnia
83403	1304-5-2-S-TE4BE1	2	4	1	mała

Wymagane kable łącznikowe do elektrody – strona AT31

IBI: 85641, 85644

Stockert: 85713, 85709

Medtronic: 85711, 85708

Therapy™ Ablation Catheters

4 & 8 mm Tip Thermocouple

Quadripolar

7 F

Product Highlights

- Uni-directional steering
- Thermocouple temperature measurement
- Push/pull handle

Ordering Information

Contents: 7 F ablation catheter (1 unit per box)


Reorder Number	Description	Electrode Spacing (mm)	Tip Electrode (mm)	Band Electrode (mm)	Curve Type	Usable Length (cm)
83302	1304-7-25-M-TE8	2-5-2	8	2	Medium	110
83306	1304-7-25-L-TE8	2-5-2	8	2	Large	110
83309	1304-7-25-L-TE8A	2-5-2	8	2	Large	110
83311	1304-7-25-XL-TE8A	2-5-2	8	2	X-Large	110
83312	1304-7-25-XL-TE8	2-5-2	8	2	X-Large	110
83404	1304-7-2-M	2	4	2	Medium	110
83405	1304-7-25-M	2-5-2	4	2	Medium	110
83407	1304-7-2-L	2	4	2	Large	110
83408	1304-7-25-L	2-5-2	4	2	Large	110
83411	1304-7-25-E	2-5-2	4	2	Extended Reach	110
83414	1304-7-25-F	2-5-2	4	2	Far Reach	110
83417	1304-7-25-XL	2-5-2	4	2	X-Large	110
83432	1304-7-25-S	2-5-2	4	2	Small	110

Required Catheter Connecting Cable – Page AT31

IBI: 85641, 85644

Stockert: 85713, 85709

Medtronic: 85711, 85708



Elektroda Ablacyjna Therapy™

4 & 8 mm elektroda końcowa Thermocouple

Czteropolowa

7F

Cechy produktu:

- jednokierunkowe sterowanie
- pomiar temperatury -thermocouple
- uchwyt z mechanizmem push/pull

Informacje dotyczące składania zamówień:

Zawartość: 7F elektroda ablacyjna(1 sztuka w opakowaniu)

Numer katalogowy	Opis	Rozstaw elektrod (mm)	Elektroda końcowa (mm)	Elektrody pozostałe (mm)	Typ krzywizny	Długość użytkowa (cm)
83302	1304-7-25-M-TE8	2-5-2	8	2	średnia	110
83306	1304-7-25-L-TE8	2-5-2	8	2	duża	110
83309	1304-7-25-L-TE8A	2-5-2	8	2	duża	110
83311	1304-7-25-XL-TE8A	2-5-2	8	2	super duża	110
83312	1304-7-25-XL-TE8	2-5-2	8	2	super duża	110
83404	1304-7-2-M	2	4	2	średnia	110
83405	1304-7-5-M	2-5-2	4	2	średnia	110
83407	1304-7-2-L	2	4	2	duża	110
83408	1304-7-25-L	2-5-2	4	2	duża	110
83411	1304-7-25-E	2-5-2	4	2	zwiększony zasięg	110
83414	1304-7-25-F	2-5-2	4	2	daleki zasięg	110
83417	1304-7-25-XL	2-5-2	4	2	super duża	110
83432	1304-7-25-S	2-5-2	4	2	mała	110

Wymagane kable łącznikowe do elektrody – strona AT31

IBI: 85641, 85644

Stockert: 85713, 85709

Medtronic: 85711, 85708

Therapy™ Ablation Catheters

4 & 8 mm Tip Thermocouple Triflex

Quadripolar

7 F

Product Highlights

- Uni-directional steering
- 4 mm tip with one thermocouple; 8 mm tip with two thermocouples
- Push/pull handle

Ordering Information

Contents: 7 F ablation catheter (1 unit per box)


Reorder Number	Description	Electrode Spacing (mm)	Tip Electrode (mm)	Band Electrode (mm)	Curve Type	Usable Length (cm)
83510	1304-7-25-M-TF	2-5-2	4	2	Medium	110
83513	1304-7-25-S-TF	2-5-2	4	2	Small	110
83516	1304-7-25-L-TF	2-5-2	4	2	Large	110
83519	1304-7-25-XL-TF	2-5-2	4	2	X-Large	110
83542	1304-7-25-L-TE8TC2-TF	2-5-2	8	2	Large	110
83543	1304-7-25-XL-TE8TC2-TF	2-5-2	8	2	X-Large	110
83545	1304-7-25-M-TE8TC2-TF	2-5-2	8	2	Medium	110
83548	1304-7-2-XL-TE8TC2-TF	2	8	2	X-Large	110
83552	1304-7-25-M-TH-TF(90)	2-5-2	4	2	Medium	90

Required Catheter Connecting Cable – Page AT31

IBI: 85641, 85644

Stockert: 85713, 85709

Medtronic: 85711, 85708



Elektroda Ablacyjna Therapy™

4 & 8 mm elektroda końcowa Thermocouple Triflex

Czteropolowa

7F

Cechy produktu:

- jednokierunkowe sterowanie
- 4 mm elektroda końcowa-jeden thermocouple; 8 mm-dwa
- uchwyt z mechanizmem push/pull

Informacje dotyczące składania zamówień:

Zawartość: 7F elektroda ablacyjna(1 sztuka w opakowaniu)

Numer katalogowy	Opis	Rozstaw elektrod (mm)	Elektroda końcowa (mm)	Elektrody pozostałe (mm)	Typ krzywizny	Długość użytkowa (cm)
83510	1304-7-25-M-TF	2-5-2	4	2	średnia	110
83513	1304-7-25-S-TF	2-5-2	4	2	mała	110
83516	1304-7-25-L-TF	2-5-2	4	2	duża	110
83519	1304-7-25-XL-TF	2-5-2	4	2	super duża	110
83542	1304-7-25-L-TE8TC2-TF	2-5-2	8	2	duża	110
83543	1304-7-25-XL-TE8TC2-TF	2-5-2	8	2	super duża	110
83545	1304-7-25-M-TE8TC2-TF	2-5-2	8	2	średnia	110
83548	1304-7-2-XL-TE8TC2-TF	2	8	2	super duża	110
83552	1304-7-25-M-TH-TF(90)	2-5-2	4	2	średnia	90

Wymagane kable łącznikowe do elektrody – strona AT31

IBI: 85641, 85644

Stockert: 85713, 85709

Medtronic: 85711, 85708

Therapy™ Ablation Catheters

4 & 8 mm Tip Thermocouple Triflex

Quadripolar

7 F

Product Highlights

- ▣ Bi-directional steering
- ▣ Thermocouple temperature measurement
- ▣ Push/pull handle

Ordering Information

Contents: 7 F ablation catheter (1 unit per box)


Reorder Number	Description	Electrode Spacing (mm)	Tip Electrode (mm)	Band Electrode (mm)	Curve Type
83701	1304-7-25-M-BD	2-5-2	4	2	Medium
83702	1304-7-25-L-BD	2-5-2	4	2	Large
83703	1304-7-25-S-BD	2-5-2	4	2	Small
83704	1304-7-25-L-TE8-BD	2-5-2	8	2	Large
83706	1304-7-25-S-TE8-BD	2-5-2	8	2	Small
83707	1304-7-25-M-TE8-BD	2-5-2	8	2	Medium
83708	1304-7-25-XL-TE8-BD	2-5-2	8	2	X-Large

Required Catheter Connecting Cable – Page AT31

IBI: 85641, 85644

Stockert: 85713, 85709

Medtronic: 85711, 85708



Elektroda Ablacyjna Therapy™

4 & 8 mm elektroda końcowa Thermocouple Triflex

Czteropolowa

7F

Cechy produktu:

- dwukierunkowe sterowanie
- pomiar temperatury - thermocouple
- uchwyt z mechanizmem push/pull

Informacje dotyczące składania zamówień:

Zawartość: 7F elektroda ablacynjna(1 sztuka w opakowaniu)

Numer katalogowy	Opis	Rozstaw elektrod (mm)	Elektroda końcowa (mm)	Elektrody pozostałe (mm)	Typ krzywizny
83701	1304-7-25-M-BD	2-5-2	4	2	średnia
83702	1304-7-25-L-BD	2-5-2	4	2	duża
83703	1304-7-25-S-BD	2-5-2	4	2	mała
83704	1304-7-25-L-TE8-BD	2-5-2	8	2	duża
83706	1304-7-25-S-TE8-BD	2-5-2	8	2	mała
83707	1304-7-25-M-TE8-BD	2-5-2	8	2	średnia
83708	1304-7-25-XL-TE8-BD	2-5-2	8	2	super duża

Wymagane kable łącznikowe do elektrody – strona AT31

IBI: 85641, 85644

Stockert: 85713, 85709

Medtronic: 85711, 85708

Livewire™ TC Ablation Catheters

4 mm Tip Universal Temperature Monitoring

Quadripolar

7 F

Product Highlights

- Bi-Directional tip deflection
- Thermocouple and Thermistor temperature monitoring capability
- Rotary dial designed for fine tip movements
- Extra lateral stability (XLS) incorporated at catheter tip
- Ergonomic handling

Ordering Information

Contents: 7 F Quadripolar (XLS) catheter (1 unit per box)


Reorder Number	Electrode Spacing (mm)	Tip Electrode (mm)	Band Electrode (mm)	Distal Reach	Usable Length (cm)
402275	2-5-2	4	1	Med Sweep	115
402277	2-5-2	4	1	Med Curl	115
402278	2-5-2	4	1	Med Lrg Curl	115

Required Catheter Extension Cables – Page 163

SJM: 402543, 402544

Stockert: 402505

EPT: 402542



U.S. Patent Numbers 5,395,328 and 5,395,329

Elektroda Ablacyjna Livewire TC™

4 mm końcówka elektrody z uniwersalnym pomiarem temperatury

Czteropolowa

7F

Cechy produktu:

- dwukierunkowe sterowanie
- funkcja pomiaru temperatury wykorzystująca termoparę i termistor
- precyzyjny układ sterowania
- dodatkowa boczna stabilność (XLS) umieszczona w końcówki elektrody
- ergonomiczna rękojeść

Informacje dotyczące składania zamówień:

Zawartość: 7F elektroda ablacyjna(1 sztuka w opakowaniu)

Numer Katalogowy	Rozstaw elektrod	Elektroda końcowa (mm)	Elektrody pozostałe (mm)	Typ krzywizny	Długość (cm)
402275	2-5-2	4	1	Med Sweep	115
402277	2-5-2	4	1	Med Curl	115
402278	2-5-2	4	1	Med Lrg Curl	115

Wymagane kable łącznikowe do elektrody – strona 163

IBI: 402543, 402544

Stockert: 402505

EPT: 402542

Livewire™ TC Ablation Catheters

4 & 8 mm Tip Universal Temperature Monitoring

Quadripolar

7 F

Product Highlights

- Thermocouple and Thermistor temperature monitoring capability
- Rotary dial designed for fine tip movements
- Extra lateral stability (XLS) incorporated at catheter tip
- Ergonomic handling
- Uni-directional tip deflection

Ordering Information

Contents: 7 F Quadripolar (XLS) catheter (1 unit per box)


Reorder Number	Electrode Spacing (mm)	Tip Electrode (mm)	Band Electrode (mm)	Distal Reach	Usable Length (cm)
402112	2-5-2	4	1	Med Sweep	115
402113	2-5-2	4	1	Lrg Sweep	115
402114	2-5-2	4	1	Med Curl	115
402115	2-5-2	4	1	Lrg Curl	115
402193	2-5-2	8	1	Med Sweep	115
402194	2-5-2	8	1	Lrg Sweep	115
402195	2-5-2	8	1	Med Curl	115
402196	2-5-2	8	1	Lrg Curl	115

Required Catheter Extension Cables – Page 163

SJM: 402543, 402544

Stockert: 402505

EPT: 402542



Information contained herein for distribution outside of the U.S. only.

Electrophysiology International Catalogue

©2013 St. Jude Medical. All Rights Reserved.



Elektroda Ablacyjna Livewire TC™

4 i 8 mm końcówka elektrody z uniwersalnym pomiarem temperatury

Czteropolowa

7F

Cechy produktu:

- funkcja pomiaru temperatury wykorzystująca termoparę i termistor
- precyzyjny układ sterowania
- dodatkowa boczna stabilność (XLS) umieszczona w końcówki elektrody
- ergonomiczna rękojeść
- elektroda jendokierunkowa

Informacje dotyczące składania zamówień:

Zawartość: 7F elektroda ablacyjna(1 sztuka w opakowaniu)

Numer Katalogowy	Rozstaw elektrod	Elektroda końcowa (mm)	Elektrody pozostałe (mm)	Typ krzywizny	Długość (cm)
402112	2-5-2	4	1	Med Sweep	115
402113	2-5-2	4	1	Lrg Sweep	115
402114	2-5-2	4	1	Med Curl	115
402115	2-5-2	4	1	Lrg Curl	115
402193	2-5-2	8	1	Med Sweep	115
402194	2-5-2	8	1	Lrg Sweep	115
402195	2-5-2	8	1	Med Curl	115
402196	2-5-2	8	1	Lrg Curl	115

Wymagane kable łącznikowe do elektrody – strona 163

IBI: 402543, 402544

Stockert: 402505

EPT: 402542

Livewire™ TC Ablation Catheters
4 mm Tip Universal Temperature Monitoring
Quadripolar
7 F

Product Highlights

- Bi-Directional tip deflection
- Thermocouple and Thermistor temperature monitoring capability
- Rotary dial designed for fine tip movements
- Extra lateral stability (XLS) incorporated at catheter tip
- Ergonomic handling

Ordering Information

Contents: 7 F Quadripolar (XLS) catheter (1 unit per box)


Reorder Number	Electrode Spacing (mm)	Tip Electrode (mm)	Band Electrode (mm)	Distal Reach	Usable Length (cm)
402275	2-5-2	4	1	Med Sweep	115
402277	2-5-2	4	1	Med Curl	115
402278	2-5-2	4	1	Med Lrg Curl	115

Required Catheter Extension Cables – Page 163

SJM: 402543, 402544

Stockert: 402505

EPT: 402542



U.S. Patent Numbers 5,395,328 and 5,395,329

Elektroda Ablacyjna Livewire TC™

4 mm końcówka elektrody z uniwersalnym pomiarem temperatury

Czteropolowa

7F

Cechy produktu:

- dwukierunkowe sterowanie
- funkcja pomiaru temperatury wykorzystująca termoparę i termistor
- precyzyjny układ sterowania
- dodatkowa boczna stabilność (XLS) umieszczona w końcówki elektrody
- ergonomiczna rękojeść

Informacje dotyczące składania zamówień:

Zawartość: 7F elektroda ablacyjna(1 sztuka w opakowaniu)

Numer Katalogowy	Rozstaw elektrod	Elektroda końcowa (mm)	Elektrody pozostałe (mm)	Typ krzywizny	Długość (cm)
402275	2-5-2	4	1	Med Sweep	115
402277	2-5-2	4	1	Med Curl	115
402278	2-5-2	4	1	Med Lrg Curl	115

Wymagane kable łącznikowe do elektrody – strona 163

IBI: 402543, 402544

Stockert: 402505

EPT: 402542

IBI-1500T Series Cardiac Ablation Generator System Accessories

Product Highlights

* Compatible cables and accessories for IBI-1500T Series Cardiac Ablation Generator

Ordering Information

Reorder Number	Model Number	Description
85452	1452	Foot switch with cover and cable, (2.4m)
85453	1453	Foot switch with cover and cable (5m)
85455	1455	Foot switch with cover and cable (15m)
85641	1641	Connecting cable from IBI-1500T generator to ablation catheter
85644	1641-A autoclavable	IBI thermistor/IBI thermocouple
85710	1710	250 cm grounding cable
85722	1722	Polyhesive Return Electrode (Valleylab Grounding Pad E7506)
85809	1804-S	Connecting cable
85629	1620-T8	Connecting cable (6.1m) between remote control and IBI-1500T generator

Irrigated RF Therapy - Accessories

Required Cool Point Tubing Set

Reorder Number	Description	Length (cm)
85785	Cool Point Tubing Set (sold individually)	260

For Use With Therapy Cool Path Ablation Catheters and Stockert Equipment

Reorder Number	Description	Length (cm)
85787	Irrigation Tubing Set	319

IBI –Seria 1500T GENERATOR DO ABLACJI AKCESORIA

CECHY PRODUKTU

KABLE I AKCESORIA KOMPATYBILNE Z GENERATOREM IBI- 1500T

Informacje dotyczące składania zamówień

Numer Katalogowy	Numer modelu	OPIS
85452	1452	przełącznik nożny z osłoną i kablem,(2,4m)
85453	1453	przełącznik nożny z osłoną i kablem, (5m)
85454	1454	przełącznik nożny z osłoną i kablem,(15m)
85641	1641	kabel połączeniowy generatora IBI-1500T z elektrodą ablacyjną
85644	1641-A (sterylizowalny w autoklawie)	IBI termistor/ IBI thermocouple
85710	1710	250 cm kabel uziemiający
85722	1722	przylepna elektroda rozpraszająca (Valleylab podkładki uziemiające E7506)
85809	1804-S	kable połączeniowe
85629	1620-T8	kable połączeniowe (6,1m) między zdalnym sterowaniem a generatorem IBI-1500T

ELEKTRODY IRYGOWANE- AKCESORIA

Wymagane dreny do pompy Cool Point

Numer Katalogowy	OPIS	Długość (cm)
85785	dreny do pompy Cool Point (sprzedawane pojedynczo)	260

Użycie elektrod ablacyjnych Therapy Cool Path ze sprzętem firmy Stockert

Numer Katalogowy	OPIS	Długość (cm)
85787	dreny do pompy chłodzącej	319

REF F7905W/V

63000043

Cod. 96504443ET9E





MD CE
2797

(IT) ELETTRODO NEUTRO PER ELETTROCHIRURGIA PER PROCEDURE HCM (HIGH CURRENT MODE)
(EN) NEUTRAL ELECTRODE FOR ELECTROSURGERY FOR HCM PROCEDURES (HIGH CURRENT MODE)
(FR) ÉLECTRODE NEUTRE POUR L'ÉLECTROCHIRURGIE POUR LES PROCÉDURES HCM (MODE COURANT ÉLEVÉ)
(DE) NEUTRALELEKTRODE FÜR DIE ELEKTROCHIRURGIE FÜR HCM-VERFAHREN (HIGH CURRENT MODE)
(ES) ELECTRODO NEUTRO PARA ELECTROCIRUGÍA PARA PROCEDIMIENTOS HCM (MODO DE ALTA CORRIENTE)
(PT) ELETRODO NEUTRO PARA ELETROCIRURGIA PARA PROCEDIMENTOS DE HCM (MODO DE CORRENTE ALTA)
(RU) ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ
(BG) НЕУТРАЛЕН ЕЛЕКТРОД ЗА ЕЛЕКТРОХИРУРГИЯ ЗА HCM ПРОЦЕДУРИ (РЕЖИМ СИЛЕН ТОК)
(CS) NEUTRÁLNÍ ELEKTRODA PRO ELEKTROCHIRURGII PRO ZÁKONY HCM (REŽIM VYSOKÝ PROUD)
(DA) NEUTRAL ELEKTRODE TIL ELEKTROKIRURGI FOR HCM-PROCEDURER (HØJ STRØMSTAND)
(EL) ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ HCM (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ)
(ET) HCM-PROTSEDUURIDE ELEKTROKIRURGIA NEUTRAALELEKTROOD (TUGEV VOOLUREŽIIM)
(FI) NEUTRAALI ELEKTRODI SÄHKÖKIRURGIAA VARTEN HCM-MENETELMIÄ VARTEN (SUURI VIRTATILA)
(HR) NEUTRALNA ELEKTRODA ZA ELEKTROKIRURGIJU ZA HCM POSTUPKE (NAĖIN RADA VISOKE STRUJE)
(HU) SEMPLÉS ELEKTRODA ELEKTROMOSEBÉSZETHEZ HCM ELJÁRÁSOKHOZ (NAGYÁRAMÚ ÜZEMMÓD)
(LV) NEITRĀLS ELEKTRODS ELEKTROĪRURĪJAI HCM PROCEDŪRĀM (AUGSTARAS STRĀVAS REĢĪMS)
(LT) NEUTRALUS ELEKTRODAS ELEKTROCHIRURGIJOS HCM PROCEDŪROMS (DIDELĖS SROVĖS REĖIMAS)
(NL) NEUTRALE ELEKTRODE VOOR ELEKTROCHIRURGIE VOOR HCM-PROCEDURES (HOGE STROOMMODUS)
(NO) NØYTRAL ELEKTRODE FOR ELEKTROKIRURGI FOR HCM (HØYSTRØMSMODUS) PROSEDYRER
(PL) ELEKTRODA NEUTRALNA DO ELEKTROCHIRURGII DO ZABIEGÓW HCM (TRYB WYSOKOPRĄDOWY)
(RO) ELECTROD NEU PENTRU ELECTROCHIRURGIE PENTRU PROCEDURI HCM (MOD CURENT MARE)
(SK) NEUTRÁLNÁ ELEKTRODA PRE ELEKTROCHIRURGII PRE ZÁKONY HCM (REŽIM VYSOKÉHO PRŮDU)
(SL) NEUTRALNA ELEKTRODA ZA ELEKTROKIRURGIJO ZA POSTOPEK HCM (VISOKOTOKOVI NAĖIN)
(SV) NEUTRAL ELEKTROD FÖR ELEKTROKIRURGI FÖR HCM-PROCEDURER (HÖG STRÖMSLÄGE)
(TR) HCM PROSEDÜRLERİ İÇİN ELEKTROCERRAHİ İÇİN NÖTR ELEKTROD (YÜKSEK AKIM MODU)

LOT 314/10-23


2026-10-30

x 50



UDI

(01) 18033003261191
(17) 261030
(10) 314/10-23



(IT) Superficie conduttiva (EN) Conductive surface
(FR) Surface conductrice (DE) Leitfähige Oberfläche
(ES) Sup. Conductor (PT) Sup. condutora
(RU) Проводящая поверхность (BG) Провеждаща
Повърхност (CS) Vodivý povrch (DA) Ledende
overflade (EL) Αγωγιμή επιφάνεια (ET) Juhtiv pind
(FI) Johtava pinta (HR) Vodljiva površina (HU) Vezető
felület (LV) Vadoša virsma (LT) Laidus paviršius
(NL) Geleidend oppervlak (NO) Ledende overflade
(PL) Powierzchnia przewodząca (RO) Suprafata
conductoare (SK) Vodivý povrch (SL) Prevodna
površina (SV) Ledande yta (TR) İletken yüzey



Via P. Costoli, 4 - 50039 - Vicchio
(Florence, Italy) - www.fiab.it