



## ONEGEL

### ŻEL DO CEWNIKOWANIA Z LIDOKAINĄ 2% (JAŁOWY)



ONEGEL to sterylne, rozpuszczalny w wodzie żel smarujący stosowany do smarowania cewników i innych urządzeń medycznych podczas aplikacji cewki moczowej, okrężnicy i odbytu, takich jak cewnikowanie cewki moczowej, endoskopia i cystoskopia.

Może być również stosowany do aplikacji doodbytniczych i okrężnicy jako żel nawilżający.

Najważniejszą funkcją żelu jest tworzenie warstwy smarującej pomiędzy cewnikiem lub innym wyrobem medycznym a błoną śluzową cewki moczowej, odbytu i okrężnicy.

- Jednorazowego użytku.
- Rozpuszczalny w wodzie.
- Łatwy w użyciu dzięki strzykawce bądź rurce akordeonowej.
- Eliminuje ryzyko uszkodzenia tkanki.
- Zawiera antyseptyczny glukonian chlorheksydyny eliminujący ryzyko infekcji.
- Chlorowodorek lidokainy jest miejscowym środkiem znieczulającym stosowanym w celu zapobiegania bólowi.



- Zapewnia bezbolesne cewnikowanie z efektem znieczulającym.

Skład 100 g produktu zawiera :

- Czysta woda
- Glikol Propylenowy, Hydroksyetyloceluloza (Smar)
- Chlorowodorek lidokainy (miejscowy środek znieczulający) – 2 g.
- Glukonian chlorheksydyny - stężenie 20% (antyseptyczny) – 0,25 g.
- Hydroksybenzoesan Metylu (konserwant) – 0,02 g.
- Hydroksybenzoesan Propylu (konserwant) – 0,02 g.

Nazwa produktu	<b>ONEGEL 6 ml</b>	<b>ONEGEL 11 ml</b>	<b>ONEGEL 12,5G</b>
Kod referencyjny	KAF G27-6	KAF G27-11	KAF G27-12,5
Opakowanie	Strzykawka	Strzykawka	Tuba akordeonowa
GMDN	37717	37717	37717
Opakowania	25x6ml/pudełko	25x11ml/pudełko	25 x 12,5 gr / Pudełko

Producent: KAF Grup Saglik Hizmetleri Ins.San.Ve Tic.Ltd.Sti