


Proszek żelujący

**Minimalizacja ryzyka, pełen komfort
użytkownika**



Proszek żelujący

Proszek żelujący

Specyfikacja:

Eliminuje konieczność transportowania w stanie ciekłym płynów, które stanowią zagrożenie dla środowiska, oraz minimalizuje ryzyko ich rozlania.

Zamienia w żel i zachowuje w tej formie krew, składniki krwi oraz inne płyny o szerokim zakresie pH oraz koncentracji elektrolitów. Produkt żeluje płyny o wadze odpowiadającej od 40 do 200 wagi własnej.

Wyrób kluczowy jeśli chodzi o minimalizację ryzyka wynikającego z bezpośredniego kontaktu pracowników służby zdrowia z potencjalnie zakaźnymi płynami.

Dostępny w wiaderkach lub saszetkach wykonanych z folii rozpuszczalnej w wodzie zapewniającej pełen komfort użytkownika.

Saszetki nie wymagają otwierania przed umieszczeniem we wkładzie – po ok. 1-5 min. folia ulega rozpuszczeniu i jej zawartość jest uwalniana do płynu rozpoczynając swoje działanie.



REF	Produkt	Ilość szt. w opakowaniu
0205-SAS0025	Saszetka 25 g	240
0205-SAB2000	Wiadro 2 kg	4



Powyższe zdjęcia przedstawiają działanie wyrobu jedynie dla zobrazowania efektu żelującego.

Należy pamiętać, że dla skutecznego żelowania zawartości, wyrób należy umieścić w jednorazowym wkładzie workowym.

Rev. 02/ 09.03.2020