






Poz. 1, 9.



Kleszcze do biopsji elastyczne



Model		Nr katalogowy	Średnica mm	Długość mm	Średnica kanału roboczego mm	Powłoczenie PE	Szerokość rozwarcia łopatek	Rozmiar łyżeczek / pojemność	
Gładkie owalne z okienkiem		AG-5011-1812*	1,8	1200	2,0	TAK	5 mm	1,8mm x 3,21mm / 5,73mm ³	
		AG-5011-1816*		1600			7 mm	2,3mm x 3,21 mm/ 5,73mm ₃	
		AG-5011-2316*	2,3	2300	6,5 mm				
		AG-50121-2323*		1600	8 mm		2,3mm x 3,86 mm / 7,6mm ₃		
		AG-5021-2316		1800					
		AG-5021-2318		2300					
		AG-5021-2323		1600					
Gładkie z igłą		AG-5012-2316*	2,3	1600	2,8/3,2		7 mm	2,3mm x 3,21 mm/ 5,73mm ³	
		AG-5012-2323*		2300					
		AG-5022-2316		1600			8 mm	2,3mm x 3,86 mm / 7,6mm ³	
		AG-5022-2318		1800					
		AG-5022-2323		2300					
Aligator		AG-5023-2316	2,3	1600	2,8/3,2		8 mm	2,3mm x 3,86 mm / 7,6mm ³	
		AG-5023-2318		1800					
		AG-5023-2323		2300					
Aligator z igłą		AG-5024-2316	2,3	1600	2,8/3,2		8 mm	2,3mm x 3,86 mm / 7,6mm ³	
		AG-5024-2318		1800					
		AG-5024-2323		2300					
JUMBO z funkcją rotacji		AG-50213-2823	2,8	2300	3,2			8,5 mm	2,8 mm/ 11,9mm ³
JUMBO		FB-CES-3023C	3,0	2300	3,2			9 mm	3,0mm x 5,27mm / 10mm ³


Dodatkowe cechy:



- powleczone (PE)
- owalne łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej
- ergonomiczny uchwyt
- z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym
- kleszcze otwierają się zawsze, bez względu na sposób zagięcia
- numery katalogowe o początku AG-502 posiadają funkcję biopsji stycznych
- wszystkie kleszcze posiadają silikonową osłonkę na łyżeczkach kleszczy
- kleszcze dedykowane gastroscopii w powleczeniu koloru zielonego
- kleszcze dedykowane kolonoskopii w powleczeniu koloru niebieskiego
- sterylizowane metodą EO
- w zestawie 4 etykiety do dokumentacji (nr katalogowy, nr LOT, data ważności)
- opakowanie: 10 szt./ min. zamówienie 1 szt.

Pętle do polipektomii (druć pleciony)



Poz. 1.



Model		Średnica otwartej pętli mm	Nr katalogowy	Grubość mm	Długość mm
Owalne		6 mm soft*	L16CA242406A0	2,4	2400
		10	AG-5071-241023	2,4	2300
		15	AG-5071-241523	2,4	2300
		25	AG-5071-242523	2,4	2300
		32	AG-5071-243223	2,4	2300
Owalne obrotowe		10	AG-5075-241023	2,4	2300
		15	AG-5075-241523	2,4	2300
		25	AG-5075-242523	2,4	2300
		32	AG-5075-243223	2,4	2300

Pętle z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie sterylne, ze skalowaną rękojeścią. Druć o średnicy: 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41 dla średnicy otwarcia 25 mm i 32 mm. Do współpracy z minimalnym kanałem roboczym 2,8 mm. Na każdym opakowaniu 4 etykiety do dokumentacji (dane producenta, nr katalogowy, nr LOT, data ważności).

Opakowanie: 10 szt./ min. zamówienie 1 szt.

Pętla z workiem ekstrakcyjnym



Poz. 3.

Model	Średnica otwartej pętli mm	Nr katalogowy	Grubość mm	Średnica kanału roboczego mm	Długość mm
Owalna, obrotowa z nylonowym workiem siatkowym	25 mm	FG-E-24-252300	2,4	2,8	2300
	35 mm	FG-E-24-352300	2,4	2,8	2300

Narzędzie przeznaczone do usuwania polipów oraz ciał obcych.

Siatka rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm i długości oczka 42mm lub otwarciu 35mm i długości oczka 51,5 mm, z regulacją wysunięcia.

Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta.

Opakowanie: 10 szt./ min. zamówienie 1 szt.



www.camedica.eu

tel./fax 81 741 77 29/81 472 90 15

Igły do ostrzykiwań



Poz. 4.

Model		Grubość igły mm	Głębokość nakłucia mm	Nr katalogowy	Długość mm	Średnica cewnika mm
21G		0,8	4	AG-5081-2416-2104	1600	2,4
				AG-5081-2423-2104	2300	2,4
			6	AG-5081-2416-2106	1600	2,4
				AG-5081-2423-2106	2300	2,4
23G		0,6	4	AG-5082-2416-2304	1600	2,4
				AG-5082-2423-2304	2300	2,4
			6	AG-5082-2416-2306	1600	2,4
				AG-5082-2423-2306	2300	2,4


Dodatkowe cechy:

- mechanizm długopisowy, charakterystyczne kliknięcie dla zablokowania igły,
- teflonowy (PTFE) cewnik, ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem, kompatybilne z kanałem 2,8 mm
- rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu,
- w zestawie 4 etykiety do dokumentacji (dane producenta, nr katalogowy, nr LOT, data ważności)

Opakowanie: 10 szt./ min. zamówienie 1 szt.

Klipsownice hemostatyczne

Poz. 10.



Model/opis	Nr katalogowy	Średnica zewnętrzna mm	Rozwarcie ramion klipsa mm	Stopień zagięcia ramion klipsa	Długość mm	Obrotowa 360°
Klipsownica z załadowanym do zestawu klipsem gotowym do użycia	AG-5104-2300-090/ AG-55501-2300-090-11	2,6	11	90°	2300	TAK
	AG-5104-2300-135/ AG-55501-2300-135-11	2,6	11	135°	2300	TAK
	AG-51044-2300-090-16/ AG-55501-2300-090-16	2,6	16	90°	2300	TAK
	AG-51044-2300-135-16/ AG-55501-2300-135-16	2,6	16	135°	2300	TAK
Klipsownica gotowym do użycia klipsem oraz dodatkowymi dwoma klipsami zapakowanymi sterylnie	AG-55504-2300-090-11-2*	2,6	11	90°	2300	TAK
	AG-55504-2300-135-16-2*	2,6	16	135°	2300	TAK

Dodatkowe cechy:

- możliwość wykonywania MRI u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu)
- możliwość wielokrotnego otwierania oraz zamykania ramion klipsa przed jego całkowitym zaciśnięciem i uwolnieniem
- klips z ramieniem o długości 9 mm (dla rozwarcia 11 mm) oraz 9,5 mm (dla rozwarcia 16 mm)
- funkcja rotacji 1:1 w obu kierunkach, możliwość repozycjonowania zaaplikowanego już klipsa
- uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu
- klipsownice pakowane pojedynczo sterylnie, w specjalny pancerz transportowy, w zestawie etykiety do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności

Opakowanie: 10 szt./ min. zamówienie 1 szt.

Mycie endoskopów











Model	Przeznaczenie	Średnica drutu prowadzącego mm	Średnica włosa strona lewa/strona prawa mm	Długość robocza mm	Średnica kanału roboczego mm	Nr katalogowy/opak.
	Czyszczenie kanału endoskopu	1,7	Włosie 5 mm / 20 mm mikrofibra 6 mm/300 mm	2300	2,8	6005-02 100 szt.
	Czyszczenie kanału endoskopu	1,7	6 mm / 6 mm / z kulką	2500	2,8-4,2	CB06061725B/ BS-B1G- 060617250 50 szt.
	Czyszczenie kanału endoskopu oraz zaworów	1,7	5 mm / 10 mm / z kulką	2300	2,8-4,2	CB051017230B/ BS-B2G- 051017230 50 szt.
	Czyszczenie gniazd zaworów	-	5 mm x 10 mm	155		SDPC0193/ BS-V3-1005 100 szt.
	Zestaw czyszczenia gniazd i kanału endoskopu	1,8	Szczotka do kanału 6mm/6mm Szczotka do gniazd 5/12 mm	Szczotka długa 2300 mm szczotka krótka 200 mm	2,0-3,2	AG-5651-1823-0302
	Zestaw czyszczenia gniazd i kanału endoskopu	1,8	Szczotka do kanału 6mm/6mm Szczotka do gniazd 5mm z uchwytem	Szczotka długa 2300 mm szczotka krótka 40 mm	2,0-2,8	AG-5651-1823-0303
	Gąbka do mycia endoskopu	-	długość 125mm, średnica 50mm			PT-01

Dodatkowe cechy:

- ze szczotkami w zestawie są 4 etykiety do dokumentacji (dane producenta, nr katalogowy, nr LOT, data ważności)

Produkty uzupełniające



Nazwa		Parametry	Nr katalogowy	Opakowanie / minimalne zamówienie
Ustnik gastroscopowy z paskiem jednorazowego użytku (z ochroniaczem zębów)	 55.5 Fr	27 mm / 22 mm	SDPC0209*	100 szt./1 szt.
Ustnik gastroscopowy z regulowaną gumką wstępnie złożoną po jednej stronie, otwory co 15 mm Bez lateksu		27 mm / 22 mm Sterylizowany EO Plastikowe wypustki po wewnętrznej stronie ustnika	MG-A2*	100 szt./1 szt.
Ustnik pediatryczny, wstępnie założona gumka silikonowa, nie zawiera lateksu		16 mm / 19 mm	EN10126K / MED/106/P	100 szt./ 1 szt.
Ustnik gastroscopowy z paskiem i dostępem do tłenu jednorazowego użytku, bez lateksu	 66 Fr	66 Fr	GAR044	100 szt./1 szt.
Korek endoskopowy do Olympus/Fujinon, sterylny		-	GAR028S*	100 szt./1 szt.
Korek endoskopowy do Pentax, sterylny		-	GAR018S*	100 szt./1 szt.
Pułapka 1-komorowa na ssak, z przyrządem do usuwania pobranego materiału z szufladki		średnica zewnątrzna komory 30mm, długość drenu 125mm	GAR014*	50 szt./1 szt.
Pułapka na polipy 5- komorowa, z możliwością przepuszczania zasysanej treści z pominięciem siatek		silikonowa rurka 150 mm, numerowane komory, obrotowe wieczko z dwoma rurkami	PLTP*	10 szt./1 szt.

*pakowane pojedynczo, dołączone 4 etykiety do dokumentacji (nr kat. lot, data ważn., dane producenta)

Marker endoskopowy węglowy, j.u., sterylny, opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock		Op. typu strzykawka luer lock 5 ml	Poz. 11. TS-205	10 szt./1 szt.
Marker endoskopowy, j.u., sterylny, do iniekcji podśluzkowej celem oznaczenia i uniesienia różnego rodzaju zmian w przewodzie pokarmowym, skład: 0,4 % hialuronian sodu, sól fizjologiczna		Op. typu strzykawka luer lock 5 ml	Poz. 12. TS-905	10 szt./1 szt.
Cewnik typu spray		Dł. 2300 mm, śr. 2,4 mm	EN10174 PW-A2-2423	10 szt./1 szt.
Jednorazowy śliniak z kieszenią		uniwersalny	POCKET	50 szt.
Klapki włókninowe cienkie		28 x 12 cm, gramatura 90g/1m2	BT-003-W	50 par
Anoskop jednorazowy Heine		85/20 mm	E-03.19.911/ 19.925	25 szt./1 szt.
Proktoskop jednorazowy Heine		130/20 mm	E-003.18.811/E-003.18.825	25 szt./1 szt.